

MATERIAL BIONATOR

DOBLECES

Pinza de corte (ferretería)
Pinza de tres picos
Pinza de dos picos
Pinza Young Loop
Alambre calibre 36 y 45
Plumón
Plastilina
Cera toda estación

ARTICULADO

Yeso parís
Articulador fixator o de bisagra
Taza para yeso
Espátula para yeso

COLOCACION DE TORNILLO (en caso que se requiera expansión)

Tornillo de expansión 7mm
Tornillo de expansión 5mm
Fresa baja #702
Pegamento (kola loka)

ACRILADO

Separador de yeso
Pincel
Recipiente de cristal (tequilero)
Espátula zinquenolica
Espátula de lecron
Gotero
Godete
Monómero (de colores y transparente)
Polímero (transparente)
Pigmentos
Olla a presión
Cepillo de dientes (para lavar)

PERSONALIZADO

Impresión de imagen (archivo adjunto las medidas)
Cinta adhesiva transparente
Pinzas de curación
Tijeras punta fina

RECORTAR

Fresones de tungsteno grueso (verde) y fino (rojo)

Disco de diamante

Calibrador de cera

PULIDO EN MICROMOTOR

Hules para pulir en micromotor (negro, verde y amarillo)

Tres mantas para micromotor

PULIDO EN MOTOR DE BANCO

Tres mantas grandes

Policryl

Blanco España

Polyshine

Taza

Micromotor

Motor de banco

Modelos de yeso

Mordida constructiva (tomada en paciente)

Soplete (recomiendo se compren uno de cocina)